

CAGLIARI

AUFSTEHSESSEL 1 ODER 2 MOTOREN


KOMFORT IN FARBE!

STARKE PUNKTE


- Eine mit "Ohrenbacken" versehene Rückenlehne für einen besseren Seitenhalt.
- Bezug der neuen Generation mit wasserabweisender Behandlung, um das sofortige Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern (leicht mit einem saugfähigen Tuch/Schwamm zu reinigen). Der Bezug ist atmungsaktiv und entspricht der Brandschutznorm EN1021-1 (Zigarettestest).
- Komfortsitz: Anti-Einsink-Federkern mit vertikalen Spiraltaschenfedern, die mit einem 40 kg/m³ Polyurethanschaum bedeckt sind.
- 1-motorige Version mit Variodiff-Mechanismus, um von der TV-Position zu profitieren (Erklärungen auf Seite S25).




(Siehe S.2)




GRÖSSE



ABMESSUNGEN. + oder - 2cm



STOFF EASYCLEAN R (SIEHE S.2)



Graubraun
Ref. 209-29
Ref. 210-29
(2 Motoren)

Hellgrau
Ref. 209-34
Ref. 210-34
(2 Motoren)

Bordeaux
Ref. 210-35
(2 Motoren)

Safrangelb
Ref. 210-36
(2 Motoren)

Petrolblau
Ref. 210-37
(2 Motoren)