

AUFSTEHSESSEL MIT 1 ODER 2 MOTOREN  
KOMPLETT ABNEHMBARER BEZUG UND ABKLAPPBARE ARMLEHNEN

# CANBERRA

MIT 1 ODER 2 MOTOREN

**Clever, praktische Konzeption  
und SUPER bequem**

## STARKE PUNKTE

### Genial

- Einstellbare Sitztiefe 44 oder 53 cm. Die Rückenlehne kann weiter vorne oder hinten an der Sitzfläche befestigt werden.

### Praktisch

- Armlehnen zum seitlichen Abschnwenken und abnehmbar, um das Einsteigen oder Umsetzen zu erleichtern,
- Vollständig abziehbar: Bezüge von Sitzfläche, Rückenlehne und den Armlehnen sind abnehmbar und können bei Bedarf ausgetauscht werden.

### Qualität

- Easyclean-Bezug für einfache Pflege,
- Belastbarkeit bis 150 kg.

### Bequem

- Verwendung von weichen Fasern in der Rückenlehne mit der Möglichkeit, welche hinzuzufügen oder zu entfernen, um den individuellen Komfort zu optimieren.

### Technik der Bezüge

- Feuerhemmend: Erfüllt die Brandschutznorm EN1021-1 (Zigarettestest),
- Easyclean, wasserabweisend, um das sofortige Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern (leicht mit einem saugfähigen Tuch/Schwamm zu reinigen) und zugleich atmungsaktiv.
- Superabriebfest (Martindale >70.000 Scheuertouren) (Abriebfestigkeitstest, Erläuterungen auf Seite 2).


**SILVER** GARANTIE (Siehe S.2)



## SIE WERDEN SCHÄTZEN

- die Möglichkeit, die Polsterung der Rückenlehne anzupassen.
- Jedes Fach der Rückenlehne ist mit einem Reißverschluss ausgestattet, um die Polsterung der Rückenlehne an die Körperform des Benutzers anzupassen und so eine optimale Unterstützung der Lenden- und Halswirbelsäule zu gewährleisten.

ABMESSUNGEN in cm. + oder - 2cm (Wenn die Rückenlehne für einen tieferen Sitz positioniert ist)




GRÖSSE



<1.70m kurze  
Sitzfläche  
(>1.70m)


MIKROFASER R+  
(SIEHE S.2)



REF. 239-02  
REF. 240-02  
(2 Motoren)

REF. 239-03  
REF. 240-03  
(2 Motoren)

POSITIONEN



www.medtradedekomfort.de