

SPEZIFISCHER KOMFORT XL

STARKE PUNKTE

- Durchgehender Sitz und Beinstütze
- Serienmässige Überzüge für Armlehnen und Kopfstütze
- 2 Seitenbänder an der Unterseite der Rückenlehne für eine bessere Unterstützung der Lendenwirbel
- Ergonomisches Oberteil der Rückenlehne zur idealen Stütze Ihrer Halswirbelsäule
- Qualitex-Bezug mit hoher Abriebfestigkeit (Siehe S. 2)



SPEZIFISCHER BI-MOTORIGER KOMFORT XL - 2 MOTOREN



FERNBEDIENUNG

Serienmässig programmierbare Speicherfernbedienung (Siehe S. 9)

SIE WERDEN SCHÄTZEN

Seine komfortable Polsterung für Personen mit kräftiger Statur



59 cm Sitzbreite



(Siehe S.8 & 9)



In den USA hergestellt!



SOFT TOUCH SAMT R++ (SIEHE S2)



Maulwurf R++ (REF. 1532)

TECHNOLOGIE SMART TECH INTEGRIERTE (Siehe S.5)



(Siehe S.2)

SOFT TOUCH SAMT R++ (SIEHE S2)



Bronze R++ (REF. 1571)




Maulwurf R++ (REF. 1572)

BRISA (SIEHE S. 2 & 16)




Braun R+++ (REF. 1580)


POSITIONEN



ABMESSUNGEN. + ODER - 2CM (2 MOTOREN)



PASSEND FÜR DIE MENSCHEN



Abstand** von der Wand: 48.5 cm (64 cm 2 Motoren)

(**: Abstand zwischen Wand und Oberkante der Rückenlehne, Sessel in Sitz-Position, Rückenlehne aufgerichtet (Mindestneigung))

SPEZIFISCHER KOMFORT XXL

STARKE PUNKTE

- Serienmässige Überzüge für Armlehnen und Kopfstütze
- Ergonomisches Oberteil der Rückenlehne zur idealen Unterstützung Ihrer Halswirbelsäule
- Qualitex-Bezug mit hoher Abriebfestigkeit (Siehe S. 2)
- 2 Seitenbänder an der Unterseite der Rückenlehne für eine bessere Unterstützung der Lendenwirbel!



Ausgestattet mit 2 Sitzmotoren, damit der Sitz mehr Gewicht tragen kann. Die 2+1 Motoren-Version verfügt über einen zusätzlichen Motor, um die Rückenlehne unabhängig zu bedienen.

68,5/70cm
Sitzbreite
belastbar
bis 227 kg



Fernbedienung für Sessel XXL (2+0) ohne separate Rückenverstellung

TRI-MOTORIGER SPEZIFISCHER KOMFORT XXXL

SIE WERDEN SCHÄTZEN

sein großes Kopfstützenkissen, das mit dem Sessel geliefert wird



XXL (2+1)- und XXXL-Fernbedienung mit zusätzlichem Motor speziell für die separate Verstellung von Rückenlehne und Beinstütze.



GRÖSSE



1,70m - 1,95m
Max 272kg

Ausgestattet mit 3 Motoren (2 Motoren für den Sitz und 1 Motor für den Rücken), Funktionsweise wie das 2-Motoren-Prinzip ohne Bettfunktion

73 cm
Sitzbreite
bis 272 kg
belastbar

SOFT TOUCH SAMT R++ (SIEHE S.2)



Bronze R++
(REF. 1581) 2 MOTOREN


Maulwurf R++
(REF. 1552) 1 MOTOR
(REF. 1582) 2 MOTOREN

GRÖSSE



1,70m - 1,90m
Max 227kg

GEMEINSAME POSITIONEN FÜR XXL UND XXXL



SOFT TOUCH SAMT R++ (SIEHE S.2)




Bronze R++
(REF. 1601)

Maulwurf R++
(REF. 1602)

TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTEGRIERTE
(Siehe S.5)

ABMESSUNGEN. + oder - 2cm (2+1 Motoren)



· Abstand von der Wand: 46 (63,5) cm




In den USA hergestellt!



(Siehe S.2)

ABMESSUNGEN. + oder - 2cm



· Abstand von der Wand: 54 cm